

Smart ins Internet

Beispiel Hörgerät APP myPhonak

Warum einfach wenn es kompliziert geht!

Leistung myPhonak


Steuerung der Hörgeräte

- Lautstärke
- Tonklang
- Mikrofone Einstellung
- ...


Audio vom Smartphone zur Hörgeräte geht nicht! (Streaming)

Die App myPhonak ist nützlich zum erstmaligen Einstellung der Hörgeräte.

Im Google Play App installieren




Suche



Öffnen

Im **Google Play** oder **App Store** nach myPhonak suchen, installieren und öffnen.

myPhonak Einrichten - 1



Berechtigung




Begrüßung


Benachrichtigung
zulassen!

Überspringen

myPhonak Einrichten - 2



Rechtliches




Rechtliches unten

Nach Oben
schieben


Auf
Einverständnis
tippen

Dann auf
Fortfahren

myPhonak Einrichten - 3



Daten Sammeln




USA?


Weiter

Ich lebe nicht in
den USA

myPhonak Koppeln - 1



Koppeln




Erste Schritte


Hörgerät koppeln

Erste Schritte,...
Weiter

myPhonak Koppeln - 2



Typ Auswah




Geräte suchen lassen


Weiter

Nicht Zulassen?

myPhonak Koppeln - Suche



Suchvorgang




Kopplung

Warten bis alle Hörgerät angezeigt werden. Dann auf das Anzeigefeld tippen

und weiter warten

Koppelung für jeden Hörgerät erlauben.


myPhonak gekoppelt



Weiter

Ansicht Gerät gekoppelt

myPhonak konfigurieren



Verbindung Konfiguration




Sicherheitshinweis


Verbunden
bleiben

OK und nicht
mehr anzeigen

myPhonak Anpassen - 1



Hauptfenster



Fenster Anpassung


Programm anpassen

Modus Standard, Komfort oder Klarheit wählen ... wählen


Lautstärke, Störgeräusch Unterdrückung usw. einstellen.

Als neu speichern


myPhonak Anpassen - 2



Ton anpassen



Equalizer



Weiter unten

Hörgerät mit Smartphone, Fernseher, PC, Tablett usw. verbinden.

- Bluetooth über die Betriebssystem Funktion koppeln.
Der Name des Hörgerät lautet **R-Phonak Hörgerät rechts**

Nicht vergessen die Hörgeräte aus- und einzuschalten!


Sobald das Gerät (Fernseher,...) eingeschaltet wird, erfolgt die Verbindung automatisch.

Wenn telefoniert werden sollte muss das Smartphone gekoppelt und aktiv sein.


Streamingfähige APP

- * Audiotheke
- * Deutschland Funk (Dlf)
- * weitere Radiosender, ...

App Phonak - Audio Balance



Hauptansicht Home



Hauptansicht Audiobalance

myPonak Reiter

Home

Umgebungsbalance
wählen

Schieberegler
stellen Schließen
wählen

myPhonak kann sich nicht verbinden

Möglicherweise ist das Smartphone per Bluetooth mit die Hörgeräte verbunden!

Lösung

Verbindung zum Hörgeräte trennen!


Smartphone als Hörhilfe Nutzen

Wozu?


- Als Tischmikrofon nutzen
- Smartphone auf Sprecher richten um die Stimme zu heben.

Hörgeräte müssen als normalen Bluetooth gekoppelt sein!

Audioverstärker - Öffnen - Einstellungen



Audioverstärker - im Play Store



Audioverstärker - Mikrofon Einstellung

Wichtig

myPonak
beenden


Audioverstärker
öffnen

Smartphone
Mikro Wählen

Weitere
Einstellungen
durch schieben
nach oben
erreichen

Regler
dementsprechend
verstellen

Audioverstärker - Unterhaltungsmodus



Audioverstärker - Konversation folgen

Audioverstärker beenden

Wichtig! auf [Aus] schalten.

Beenden [Zurück] Schaltfläche

Schnellleiste öffnen

Auf Nachricht vom Audioverstärker tippen
auf Schließen tippen.